

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗B-Raf ウサギ Pab - P15056

商品番号: CM0014747



前書き

ヒトB-Rafに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。がん研究におけるMAPKシグナル伝達の研究に適しています。マウス、ラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | B-Raf ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名       | NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf                  |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 673                                                              |
| GeneID      | 673                                                              |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトB-Raf (NP_004324.2) のアミノ酸350-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                        |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS       | P15056                                                           |
| タンパク質分子量    | 84kDa                                                            |
| 発送          | 保冷バッグ                                                            |