

WbおよびElisa用 抗B-Raf V600E ポリクローナル抗体 - P15056

商品番号: CM0020829



前書き

がん原性B-Raf

V600E変異体を認識する高特異性ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。MAPK経路シグナル伝達研究およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B-Raf V600E ウサギ pAb
備考/別名	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
種	ヒト
GeneID (ヒト)	673
GeneID	673
免疫原	B-Raf V600E (NP_004324.2) のアミノ酸507-606に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15056
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ