

Wb、Elisa用 抗B3Galt4 ウサギポリクローナル抗体 - O96024

商品番号: CM0018403

前書き

ヒトB3GALT4（ガングリオシド生合成に関与するゴルジ体に局在するガラクトシルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。診断研究や糖鎖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B3GALT4 ウサギ pAb
備考/別名	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8705
GeneID	8705
免疫原	ヒトB3GALT4（NP_003773.1）のアミノ酸80-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O96024
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ