

Wb、Elisa用抗B3Gnt6ポリクローナル抗体 - Q6Zmb0

商品番号: CM0012996

前書き

ヒトB3GNT6（コア3シンターゼ）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しており、ラットとの交差反応性が報告されています。ムチン型O-グリコシル化および消化器研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B3GNT6 ウサギ pAb
備考/別名	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	192134
遺伝子ID	192134
免疫原	ヒトB3GNT6（NP_619651.3）のアミノ酸30～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q6ZMB0
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋梱包