


Anti-B4Galt1 ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] - WbおよびElisa用 - P15291

商品番号: CM0030485



前書き

ヒトB4GALT1 (beta-1,4-galactosyltransferase 1) を標的とする、KO検証済みのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAに適しています。糖鎖修飾、細胞接着、および乳糖合成の研究に最適です。UniProt P15291。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] B4GALT1 ウサギ pAb
備考/別名	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2683
遺伝子ID	2683
免疫原	ヒトB4GALT1 (NP_001488.2) のアミノ酸45-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15291
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ