

Wb、Elisa用抗B4Galt2ウサギポリクローナル抗体 - O60909

商品番号: CM0022645

前書き

ヒトB4GALT2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原は組換え体（アミノ酸155-271番）です。予測分子量は42 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B4GALT2 ウサギpAb
備考/別名	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8704
GeneID	8704
免疫原	ヒトB4GALT2（NP_085076.2）のアミノ酸155-271番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60909
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	保冷剤梱包