

Anti-B4Galt4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60513

商品番号: CM0018191

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用ヒトB4GALT4（ベータ-1,4-ガラクトシルトランスフェラーゼ4）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。糖生物学およびバイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B4GALT4 Rabbit pAb
備考/別名	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8702
GeneID	8702
免疫原	ヒトB4GALT4 (NP_003769.1) のアミノ酸35-344に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60513
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋