

Wb、Elisa用 Anti-B6R ウサギモノクローナル抗体 - Q8V4S2

商品番号: CM0010005

前書き

Monkeypox virus

B6Rタンパク質に対するウサギモノクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。Zaire-96-I-16株に特異的。細胞外エンベロープウイルス粒子の侵入と成熟の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B6R ウサギ mAb
種	Monkeypox virus (Zaire-96-I-16株)
GeneID	928902
免疫原	Monkeypox virus B6R (NP_536594.1) のアミノ酸20-279に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	Monkeypox virus (Zaire-96-I-16株)
SWISS	Q8V4S2
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ