


抗B7-H4 / B7S1 / B7X ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa対応 - Q7Z7D3

商品番号: CM0022278



前書き

ヒトB7-H4

(VTCN1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの性能が確認済みです。マウスと交差反応性を示します。がん免疫療法およびT細胞制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B7-H4 / B7S1 / B7x ウサギpAb
備考/別名	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; V-setドメイン含有T細胞活性化阻害因子1; B7-H4 / B7S1 / B7x
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	79679
免疫原	ヒトB7-H4 / B7S1 / B7x (NP_078902.2)のアミノ酸25～259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q7Z7D3
タンパク質分子量	9kDa/18kDa/20kDa/30kDa
輸送方法	保冷剤同梱