

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-B9D1ポリクローナル抗体 - Q9Upm9

商品番号: CM0030021

前書き

ヒトB9D1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。絨毛および絨毛症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	B9D1 Rabbit pAb
備考/別名	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27077
GeneID	27077
免疫原	ヒトB9D1 (NP_056496.1) のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPM9
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ