

Wb、Elisa用 Anti-Baalc ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wxs3

商品番号: CM0013685

前書き

WBおよびELISAで検証済みの、高品質なBAALC抗ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBAALCと交差反応します。急性白血病および神経生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAALC Rabbit pAb
備考/別名	BAALC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79870
GeneID	79870
免疫原	ヒトBAALC (NP_079088.1) のアミノ酸1-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXS3
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋