

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Baatポリクローナル抗体 - Q14032

商品番号: CM0029522

前書き

ウサギ由来ヒトBAAT（胆汁酸-CoA：アミノ酸N-アシルトランスフェラーゼ）に対するポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの利用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸309-418番）です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAAT ウサギpAb
別名	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	570
遺伝子ID	570
免疫原	ヒトBAAT (NP_001692.1) のアミノ酸309-418番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14032
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤