

WbおよびElisa用 抗Bace1 ウサギモノクローナル抗体 - P56817

商品番号: CM0003829



前書き

ヒトBACE1（ベータセクレターゼ1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。アルツハイマー病研究および診断に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BACE1 ウサギ mAb
備考/別名	ASP2; BACE; HSPC104; BACE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23621
GeneID	23621
免疫原	合成ペプチド ヒトBACE1 (P56817) のアミノ酸402-501に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56817
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ