

抗Bace1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If用） - P56817

商品番号: CM0029052



前書き

ヒトBACE1 (β-セクレターゼ1) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC、IF、ELISAに適用可能です。マウスおよびラットと交差反応し、免疫原は残基22～322をカバーしています。アルツハイマー病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BACE1 ウサギ pAb
備考/別名	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23621
遺伝子ID	23621
免疫原	ヒトBACE1 (NP_036236.1) のアミノ酸22～322に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56817
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	氷袋