

Wb、Elisa、Chip用Anti-Bach1ウサギモノクローナル抗体 - O14867

商品番号: CM0006345



前書き

転写制御因子BACH1（SWISS O14867）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、ELISA、CHIPで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。酸化ストレスおよび遺伝子制御経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BACH1 Rabbit mAb
備考/別名	BACH-1; BTBD24; BACH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	571
GeneID	571
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBACH1（NP_001177.1）のアミノ酸410-736に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA, CHIP
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14867
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋