

Wb、Ip、Elisa用 抗Bach1 ウサギポリクローナル抗体 - O14867

商品番号: CM0025680



前書き

BACH1 (BTB and CNC homolog

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウスと交差反応性あり。酸化ストレスおよびNFE2L2経路の調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BACH1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	BACH-1; BTBD24; BACH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	571
遺伝子ID	571
免疫原	ヒトBACH1 (NP_996749.1) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14867
タンパク質分子量	82kDa
配送	保冷バッグ