

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Bad モノクローナル抗体 - Q92934

商品番号: CM0003415



前書き

ヒトBad（Bcl2-associated agonist of cell death）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bad ウサギ mAb
備考/別名	BBC2; BCL2L8; Bad
種	ヒト
GeneID (ヒト)	572
GeneID	572
免疫原	合成ペプチド（ヒトBad (Q92934)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92934
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ