


Wb、If/Icc、Elisa用抗Badウサギポリクローナル抗体 - Q92934

商品番号: CM0014862



前書き

ヒトBadタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシス研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BadウサギpAb
備考/別名	BBC2; BCL2L8; Bad
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	572
遺伝子ID	572
免疫原	合成ペプチド ヒトBad (NP_004313.1) のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92934
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ