


Anti-Baf57/Smarce1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q969G3

商品番号: CM0012351



前書き

ヒトBAF57/SMARCE1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光/ICC、免疫沈降、ELISAでの利用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。神経新生と遺伝子制御に重要なクロマチンリモデリングサブユニットを検出し、エピゲノム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAF57/SMARCE1 ウサギモノクローナル抗体
別名	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6605
遺伝子ID	6605
免疫原	ヒトBAF57/SMARCE1 (NP_003070.3) のアミノ酸2-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969G3
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤