


Anti-Baf57/Smarce1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ip, Elisa対応） - Q969G3

商品番号: CM0015404



前書き

SWI/SNFクロマチンリモデリングサブユニットであるBAF57/SMARCE1を標的とする、KO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに推奨されます。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原：組換えタンパク質 (aa 1-411)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] BAF57/SMARCE1 Rabbit pAb
備考/別名	CSS5; BAF57; E1
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	6605
GeneID	6605
免疫原	ヒトBAF57/BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3) のアミノ酸1-411に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969G3
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパッグ