

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Baf60Aポリクローナル抗体 - Q96Gm5

商品番号: CM0028323



前書き

BAF60a (SMARCD1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。クロマチンリモデリングおよび神経発達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAF60a Rabbit pAb
備考/別名	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
種	マウス
GeneID (ヒト)	6602
GeneID	83797
免疫原	マウスBAF60a (NP_114030.2) のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GM5
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋