


Anti-Bag1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q99933

商品番号: CM0015530



前書き

ヒトBAG1（BAG-1/HAP/RAP46）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのBAG1（約39 kDa）を検出します。アポトーシス、シャペロン、がん研究の用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAG1 Rabbit pリクローナル抗体
備考/別名	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	573
GeneID	573
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99933
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック