

WbおよびElisa用 Anti-Bag2 ポリクローナル抗体 - O95816

商品番号: CM0030400

前書き

CamelBioのAnti-BAG2ウサギポリクローナル抗体は、HSP70/HSC70 シャペロンのヌクレオチド交換因子であるヒトBAG2を標的とします。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。プロテオスタシス、タンパク質品質管理、アポトーシスの研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAG2 ウサギ pAb
備考/別名	BAG-2; dJ41711.2; BAG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9532
GeneID	9532
免疫原	組換えタンパク質; ヒトBAG2 (NP_004273.1) のアミノ酸1-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95816
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ