

ウエスタンブロッティング、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 Anti-Bag3 ウサギポリクローナル抗体 - O95817

商品番号: CM0014093

前書き

BAG3

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティング、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。BAGファミリーモレキュラーチャペロン調節因子3（タンパク質品質管理とアポトーシスに関与する共役チャペロン）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAG3 ウサギ pAb
備考/別名	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
種	ヒト
GeneID	9531
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBAG3（NP_004272.2）のアミノ酸380-575に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95817
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷剤