

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bag5ポリクローナル抗体 - Q9UL15

商品番号: CM0028062



前書き

BAG5ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。タンパク質恒常性に必須で心筋症と関連するHSP70のコシャペロンBAG5を標的とします。心臓研究やシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	BAG5 Rabbit pAb
別名	BAG-5; CMD2F; BAG5
対象種	ヒト
遺伝子ID	9529
免疫原	ヒトBAG5 (NP_004864.1) のアミノ酸198～447に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UL15
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤