

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Baiap2ポリクローナル抗体 - Q9Uqb8

商品番号: CM0026780



前書き

BAIAP2 (IRSp53/BAI-associated protein 2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アクチン細胞骨格および神経発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAIAP2 Rabbit pAb
備考/別名	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
種	ヒト
遺伝子ID	10458
免疫原	ヒトBAIAP2 (NP_059344.1) のアミノ酸362-521に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQB8
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋