

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Baiap2L1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Uhr4

商品番号: CM0027450



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのBAIAP2L1（IRTKS）に対するウサギポリクローナル抗体。アクチン細胞骨格再編に関与するBARドメインアダプターであるヒトおよびマウスBAIAP2L1タンパク質を検出します。細胞骨格および感染研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	BAIAP2L1 ウサギ pAb
備考/別名	IRTKS; BAIAP2L1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55971
遺伝子ID	55971
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBAIAP2L1（NP_061330.2）のアミノ酸198-388に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHR4
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ