

Wb、Ihc-P、Elisa用途 抗Bakモノクローナル抗体 - Q16611

商品番号: CM0006172



前書き

Bak

ウサギmAbはヒトおよびサルのBakを特異的に検出します。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。アポトーシス研究やIVD開発に信頼できる選択肢であり、CamelBioのワンストップ原料供給体制によって支えられています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bak ウサギmAb
備考/別名	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	578
GeneID	578
免疫原	ヒトBak (NP_001179.1) のアミノ酸11～82番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、サル
SWISS	Q16611
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	氷袋