

Anti-Bak Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16611

商品番号: CM0023664



前書き

WBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗Bak抗体。アポトーシスレギュレーターBAK（BCL2L7）を標的とし、ミトコンドリア外膜透過性に重要です。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bak Rabbit pAb
備考/別名	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	578
遺伝子ID	578
免疫原	ヒトBak (NP_001179.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q16611
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ