


抗Bak ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q16611

商品番号: CM0016726



前書き

ヒトBak（BAK、BCL2L7）アポトーシス調節因子を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアアポトーシスやBcl-2ファミリー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bak ウサギpAb
別名	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	578
GeneID	578
免疫原	ヒトBak (NP_001179.1) のアミノ酸50～150番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16611
タンパク質分子量	23kDa
配送方法	氷袋