

抗Bap1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q92560

商品番号: CM0026333



前書き

BAP1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのBAP1（約80 kDa）を検出します。ヒストンH2Aの脱ユビキチン化とクロマチン制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAP1 Rabbit pAb
備考／別名	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-I3; BAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8314
GeneID	8314
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBAP1 (NP_004647.1) のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92560
タンパク質分子量	80kDa
発送	氷袋