

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bap31ウサギモノクローナル抗体 - P51572

商品番号: CM0006196



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に設計されたBAP31ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のBAP31タンパク質（28

kDa）を検出します。小胞体機能、タンパク質輸送、アポトーシス経路の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAP31 ウサギ mAb
備考/別名	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
種	ヒト
遺伝子ID	10134
免疫原	ヒトBAP31（P51572）のアミノ酸101-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51572
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ