

抗Bap31ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用途） - P51572

商品番号: CM0025517



前書き

タンパク質分泌とERADに関与する小胞体膜タンパク質、ヒトBAP31

(BCAP31)に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAP31 Rabbit pAb
別名	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10134
GeneID	10134
免疫原	ヒトBAP31 (NP_001243376.1)のアミノ酸127-246番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51572
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤