

抗Bat3/Bag6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P46379

商品番号: CM0020734



前書き

ウサギ由来ヒトBAT3/BAG6に対するポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質品質管理、アポトーシス、免疫応答の研究に適しています。UniProt番号: P46379。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAT3/BAG6 ウサギpAb
備考/別名	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7917
GeneID	7917
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46379
タンパク質分子量	119kDa
発送	氷袋梱包