


WbおよびElisa用 抗Bat3/Bag6 ウサギモノクローナル抗体 - P46379

商品番号: CM0002961



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗BAT3/BAG6 ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの BAG6（タンパク質品質管理とアポトーシスに関与するシャペロン）を検出します。体外診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAT3/BAG6 ウサギmAb
備考/別名	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7917
免疫原	ヒトBAT3/BAG6 (P46379) のアミノ酸1033-1132に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46379
タンパク質分子量	119kDa
輸送	保冷剤入り