


Wb、If/Icc、Elisa用抗Baxポリクローナル抗体 - Q07812

商品番号: CM0013150



前書き

ヒトBax (BCL2 Associated X) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス研究に最適です。免疫原：合成ペプチド (aa 1-100)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bax Rabbit pAb
備考/別名	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	581
遺伝子ID	581
免疫原	ヒトBax (NP_620116.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07812
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ