


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Baxポリクローナル抗体 - Q07812

商品番号: CM0013232



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗Baxポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBaxに反応します。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BaxウサギpAb
備考/別名	BCL2 Associated X、Bcl-2-Like Protein 4、Bcl2-L-4、BCL2L4、BAX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	581
GeneID	581
免疫原	合成ペプチド ヒトBax (NP_620116.1) のアミノ酸1~100の配列内に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07812
タンパク質分子量	21 kDa
配送方法	保冷剤