


アポトーシス研究用 Anti-Bax ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） - Q07812

商品番号: CM0012926



前書き

ヒトBax（BCL2 Associated X, BCL2L4）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。21 kDaタンパク質を検出。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適し、マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Bax ウサギ pAb
備考/別名	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
種	ヒト
GeneID（ヒト）	581
GeneID	581
免疫原	ヒトBax（NP_620116.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07812
タンパク質分子量	21 kDa
配送	保冷バッグ