


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Baz2Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Uif9

商品番号: CM0022084



前書き

ヒトBAZ2A（TIP5）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があり、クロマチンリモデリングおよびrDNAサイレンシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAZ2A ウサギ pAb
備考・別名	TIP5; WALp3; BAZ2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11176
GeneID	11176
免疫原	組換えタンパク質：ヒトBAZ2A (NP_038477.2) のアミノ酸97～295番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIF9
タンパク質分子量	211kDa
輸送方法	氷袋