


## WbおよびElisa用Anti-Baz2A / Tip5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uif9

商品番号: CM0021347



### 前書き

ヒトBAZ2A /

TIP5に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスの標的に特異的で、クロマチンリモデリングおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | BAZ2A / TIP5 ウサギpAb                                          |
| 備考／別名       | TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5                                    |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 11176                                                        |
| GeneID      | 11176                                                        |
| 免疫原         | ヒトBAZ2A (TIP5) (NP_038477.2) のアミノ酸97～295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| 用途          | WB、ELISA                                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                       |
| SWISS       | Q9UIF9                                                       |
| タンパク質分子量    | 211 kDa                                                      |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                        |