


Wb、If-P、Elisa測定用抗Bbox1ポリクローナル抗体 - O75936

商品番号: CM0027008



前書き

BBOX1ウサギpAbは、ガンマブチロベタインジオキシゲナーゼに対するポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、カルニチン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BBOX1 ウサギ pAb
別名	BBH; BBOX; G-BBH; gamma-BBH; BBOX1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8424
遺伝子ID	8424
免疫原	ヒトBBOX1 (NP_003977.1) のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75936
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤