

Anti-Bbs10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tam1

商品番号: CM0027511

前書き

Western blot (WB) および ELISA で検証された Anti-BBS10 ラビットポリクローナル抗体 (pAb)。ヒトおよびマウスの BBS10 (~81 kDa) を検出します。繊毛症、BBSome 複合体の組み立て、および分子シャペロン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BBS10 Rabbit pAb
備考/エイリアス	C12orf58; BBS10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79738
GeneID	79738
免疫原	組換えタンパク質：ヒト BBS10 (NP_078961.3) のアミノ酸 474-723 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TAM1
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋