

ウエスタンブロット/免疫蛍光/免疫細胞化学/Elisa用

抗Bbs7ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iwz6

商品番号: CM0024634

前書き

ヒトBBS7（BBS2L1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。約80 kDaのタンパク質を検出。繊毛病、BBSome複合体、SHH経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BBS7ウサギpAb
備考/別名	BBS2L1; BBS7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55212
GeneID	55212
免疫原	ヒトBBS7（NP_060660.2）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8Iwz6
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ