

WbおよびElisa用抗Bc12ポリクローナル抗体 - Q6Yul8

商品番号: CM0021922

前書き

イネ（Oryza sativa）BC12（KIN4A）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。イネ種での検証が完了しており、細胞壁合成およびジベレリンシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | BC12 ウサギpAb                                                                              |
| 別名       | BC2; GDD1; KIF4-like; OsJ_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12 |
| 対象種      | イネ（Oryza sativa）                                                                         |
| 遺伝子ID    | 4346402                                                                                  |
| 免疫原      | 組換えタンパク質   イネBC12（Q6YUL8）のアミノ酸840〜970番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                               |
| 起源       | ウサギ                                                                                      |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                                                |
| 用途       | WB、ELISA                                                                                 |
| 交叉反応性    | イネ（Oryza sativa）                                                                         |
| SWISS    | Q6YUL8                                                                                   |
| タンパク質分子量 | 116kDa                                                                                   |
| 輸送方法     | 氷袋                                                                                       |