

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Bcap29 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhq4

商品番号: CM0030881



前書き

BCAP29 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのBCAP29（B細胞受容体関連タンパク質29）をWB、IHC-P、ELISAで検出します。小胞体-ゴルジ体輸送とアポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCAP29 ウサギ pAb
備考/別名	B29; BAP29; BCAP29
種	ヒト
GeneID	55973
免疫原	ヒトBCAP29（NP_061332.2）のアミノ酸125-241に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHQ4
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ