

抗Bcar1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P56945

商品番号: CM0022482



前書き

BCAR1ウサギポリクローナル抗体

(P56945)。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞接着および細胞遊走シグナル伝達経路における中心的なドッキングタンパク質であるp130casを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	BCAR1ウサギpAb
備考/別名	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1
種	ヒト
遺伝子ID	9564
免疫原	ヒトBCAR1の495-612アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_055382.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56945
タンパク質重量	93kDa
配送	アイスパック