

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Bcas3 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9H6U6

商品番号: CM0028587

前書き

ヒトBCAS3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。血管新生、がん、オートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCAS3 ウサギ pAb
備考/別名	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54828
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6U6
タンパク質分子量	101kDa
輸送	氷袋