


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Bcat1 ウサギポリクローナル抗体 - P54687

商品番号: CM0024216



前書き

BCAT1 Rabbit pAb (P54687)

は、WB、IF/ICC、ELISA用にバリデーションされたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのBCAT1に反応し、分岐鎖アミノ酸代謝および癌生物学の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCAT1 Rabbit pAb
備考/別名	BCT1; PP18; BCATC; ECA39; MECA39; PNAS121; BCAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	586
GeneID	586
免疫原	ヒトBCAT1 (NP_005495.2) のアミノ酸20-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54687
タンパク質分子量	43kDa
発送	アイスバッグ