

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Bcat2ウサギモノクローナル抗体 - O15382

商品番号: CM0006857



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証されたBCAT2ウサギモノクローナル抗体。ヒトBCAT2を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。分岐鎖アミノ酸代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCAT2 ウサギ mAb
備考／別名	BCAT2; BCAM; BCATM; BCT2; PP18; 分岐鎖アミノ酸アミノトランスフェラーゼ2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	587
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBCAT2のアミノ酸28-392に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001181.2)。
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15382
タンパク質分子量	33kDa/44kDa
発送	保冷バッグ