


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bccipポリクローナル抗体 - Q9P287

商品番号: CM0028575



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのBCCIPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBCCIPと反応します。DNA修復、細胞周期、およびセントロソームの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCCIP Rabbit pAb
備考/別名	TOK1; TOK-1; BCCIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56647
GeneID	56647
免疫原	ヒトBCCIP (NP_510868.1) のアミノ酸1-314に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P287
タンパク質分子量	36kDa
配送	アيسバッグ